

Gebruiksaanwijzing
Methylvisc 2,0%

Instruções de utilização
Methylvisc 2,0%

Инструкция по применению
Methylvisc 2,0%

Bruksanvisning
Methylvisc 2,0%

Kullanım Talimatları
Methylvisc 2,0%

TR

Inhoud: Methylvisc 2,0% is een visco-elastische hydroxypropyl-methylcellulose oplossing.

Elk product bestaat uit 2,0 mL visco-elastische oplossing in een glazen injectiespuit voor eenmalig gebruik voor intra-oculaire toepassingen, tezamen met één steriele 23 G canule.

Omschrijving: Methylvisc 2,0% is een isotonische, heldere, visco-elastische en steriele oplossing voor intra-oculaire gebruik. Als een hulpmiddel tijdens chirurgie van de voorzijde van de oogbol behoudt Methylvisc 2,0% de diepte van de voorste oogkamer en beschermt het omgevende intra-oculaire weefsel. Methylvisc bevat 2,0% hydroxypropyl-methylcellulose en ondersteunt de intra-oculaire manipulatie gezien de visco-elastische en bevochtigende eigenschappen.

1,0 ml Methylvisc 2,0% bevat 20,0 mg hydroxypropyl-methylcellulose, natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloride, magnesiumchloride, natriumacetat, natriumcitraat, en water om te injecteren. Methylvisc 2,0% heeft een pH van 6,8 t/m 7,5 en osmolaliteit van 300 mOsm/kg, vergelijkbaar met het kamervocht.

Methylvisc 2,0% heeft een zero-shear viscositeit van ongeveer 10.000 mPa·s. Methylvisc veroorzaakt geen ontstekings- of immunogene reacties. Methylvisc 2,0% is vrij van conserveringsmiddelen. Vanwege zijn oplosbaarheid in water kan Methylvisc 2,0% aan het eind van de chirurgie gewoon door middel van irrigatie en afzuiging worden verwijderd.

Indicaties: Methylvisc 2,0% dient als een volumevervanging voor kamervocht tijdens intra-oculaire chirurgie zoals lensextractie en het aanbrengen van een intra-oculaire lens.

Methylvisc 2,0% behoudt de diepte van de voorste oogkamer tijdens chirurgie en verlaagt het gevaar voor traumatisering van het corneale endotheel, de iris en het straalvormig lichaam door direct contact met chirurgische instrumenten.

Contra-indicaties: Men dient rekening te houden met patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde componenten in deze oplossing.

Gebruiksaanwijzingen: Methylvisc 2,0% wordt voorzichtig in de voorste oogkamer geïnjecteerd met gebruik van de meegeleverde steriele canule voor eenmalig gebruik. Het wordt aanbevolen bij intra-oculaire lensimplantatie dat onmiddellijk vóór de operatie de implantaat en instrumenten met Methylvisc 2,0% worden bedekt. Door deze maatregel wordt het endotheel en het omgevende weefsel extra beschermd. De hoeveelheid Methylvisc 2,0% die moet worden geïnjecteerd verschilt en is afhankelijk van het soort chirurgie. Als een vervanging voor de visco-elastische oplossing die verloren gaat door stroming of irrigatie, kan Methylvisc 2,0% meerdere keren worden geïnjecteerd. Aan het eind van de chirurgie moet Methylvisc 2,0% volledig worden verwijderd met gebruik van een geschikt irrigatie-/afzuigingshulpmiddel.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Resterende visco-elastische oplossing die aan het eind van de chirurgische ingreep niet is verwijderd, wordt op natuurlijke wijze via het trabeculaire systeem en het kanaal van Schlemm weggespoeld. Er bestaat echter een risico dat de afvoerkanaalen verstopten, hetgeen kan leiden tot een verhoging van de intra-oculaire druk. Om het risico van intra-oculaire druk (IOD) te voorkomen, wordt er aan het eind van de chirurgische ingreep irrigatie/afzuiging gebruikt om de resterende visco-elastische oplossing te verwijderen. Wanneer de IOD verhoogt, dan dient dit met gebruik van de geprefereerde therapie te worden behandeld. Patiënten die gediagnosticeerd zijn met groothoekglaucom, ernstige myopie, diabetische retinopathie of uveïtis lopen met name het risico van verhoogde intra-oculaire therapie.

- Gebruik de injectiespuit en canule niet opnieuw. Herhaaldelijk gebruik van de injectiespuit en canule draagt een risico van besmetting en infectie van de patiënt.
- Steriliseer de vooraf gevulde injectiespuit en canule niet opnieuw.
- Gebruik de oplossing niet als de verpakking beschadigd of geopend is.
- Gebruik de oplossing niet na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld.
- De injectiespuit en canule moeten in overeenstemming met de algemeen aanvaarde medische praktijken en van toepassing zijnde nationale, locale en institutionele eisen worden weggegooid.

Er zijn geen aanwijzingen betreffende de veiligheid van Methylvisc 2,0% bij humane zwangerschap en borstvoeding. Het toedienen tijdens zwangerschap en borstvoeding gebeurt naar goeddunken van de ophthalmische chirurg.

Opslag: Tussen 2 °C – 25 °C bewaren. Tegen licht en schokken beschermen. Niet invriezen.

Содержание: Methylvisc 2,0% — это вязкоэластичный раствор гидроксипропилметилцеллюлозы. Выпускается в виде 2,0 мл вязкоэластичного раствора в одноразовом стеклянном шприце для интраокулярного введения с одной стерильной канюлей 23 G.

Описание: Methylvisc 2,0% — это исторический прозрачный вязкоэластичный стерильный раствор для интраокулярного введения. В качестве вспомогательного средства при хирургических операциях на передней камере глаза раствор Methylvisc 2,0% поддерживает глубину передней камеры глаза и защищает окружающие интраокулярные ткани. Methylvisc содержит 2,0% гидроксипропилметилцеллюлозы и является вспомогательным средством при интраокулярных манипуляциях благодаря своим вязкоэластичным и увлажняющим свойствам. 1,0 мл Methylvisc 2,0% содержит 20,0 мг гидроксипропилметилцеллюлозы, хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция, хлорид магния, ацетат натрия, цитрат натрия, воду для инъекций. pH Methylvisc 2,0% составляет 6,8—7,5; осмоляльность составляет 300—390 мОсм/кг, эти показатели аналогичны таковым у внутриглазной жидкости. Вязкость Methylvisc 2,0% при нулевом сдвиге составляет приблизительно 10,000 мПа·с.

Methylvisc не вызывает воспалительных или иммуногенных реакций. Methylvisc 2,0% не содержит консервантов. Благодаря растворимости в воде Methylvisc 2,0% можно удалить в конце операции просто путем иригации/аспирации.

Показания: Methylvisc 2,0% служит заместителем объема внутриглазной жидкости во время внутриглазных операций, таких как экстракция хрусталика и установка интраокулярной линзы.

Methylvisc 2,0% поддерживает глубину передней камеры во время операции и снижает риск травмирования эндотелия роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела при прямом контакте с хирургическими инструментами.

Противопоказания : Применять с осторожностью у пациентов с гиперчувствительностью к любым компонентам этого раствора.

Указания по применению: Methylvisc 2,0% с осторожностью вводят в переднюю камеру глаза с помощью прилагаемой стерильной канюли для одноразового применения. При имплантации интраокулярной линзы рекомендуется покрыть имплантат и инструменты раствором Methylvisc 2,0% непосредственно перед операцией. Эта мера применяется для дополнительной защиты эндотелия и окружающей тканей. Объем введения препарата Methylvisc 2,0% варьирует в зависимости от типа операции. Препарат Methylvisc 2,0% можно вводить несколько раз для замены вязкоэластичного раствора, вытекшего вследствие оттока или иригации. В конце операции Methylvisc 2,0% необходимо полностью удалить с помощью соответствующего устройства для иригации/аспирации.

Предупреждения и предостережения Остаток вязкоэластичного раствора, не удаленный в конце операции, вымывается естественным путем через трабекулярный аппарат глаза и шлеммов канал. Однако это создает риск закупорки дренажных каналов, что может привести к повышению внутриглазного давления. Для предотвращения риска повышения ВГД в конце операции проводится иригация и аспирация для удаления остатков вязкоэластичного раствора. При повышении внутриглазного давления назначается предпочтительная терапия. К группе более высокого риска повышения внутриглазного давления относятся пациенты с диагностированной открытоугольной глаукомой, миопией тяжелой степени, диабетической ретинопатией или увеитом.

- Не используйте шприц или канюлю повторно. Повторное использование шприца и канюли несет риск заражения и инфицирования пациента.
- Не стерилизуйте предварительно наполненный шприц или канюлю повторно.
- Не используйте, если упаковка повреждена или вскрыта.
- Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Утилизируйте шприц и канюлю в соответствии с общепринятой медицинской практикой, а также применимыми национальными, местными требованиями и требованиями учреждения.

Данные касательно безопасности применения препарата Methylvisc 2,0% у человека в период беременности и лактации отсутствуют. Применение в период беременности и лактации производится на усмотрение хирурга-офтальмолога.

Хранение: Хранить при температуре 2—25° C в защищенном от света месте. Не трясти. Не замораживать.

Innehåll: Methylvisc 2,0% är en viskoelastisk hydroxypropyl metylcelluloslösning. Varje produkt består av 2,0 mL viskoelastisk lösning i en engångsspruta av glas för intraokulär användning, tillsammans med en steril 23 G-kanyl.

Beskrivning: Methylvisc 2,0% är en isotonisk, klar, viskoelastisk och steril lösning för intraokulär applicering. Methylvisc 2,0% är ett hjälpmedel vid operation av ögats främre segment som bibehåller djupet på den främre källaren och skyddar omgivande intraokulär vävnad. Methylvisc innehåller 2,0% hydroxypropyl metylcellulosa och stöder intraokulära manipulationer tack vare sina viskoelastiska och fuktgivande egenskaper. 1,0 ml av methylvisc 2,0% innehåller 20,0 mg hydroxypropyl metylcellulosa, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat, natriumciträt, vatten för injicering. Methylvisc 2,0% har ett pH-värde på 6,8 till 7,5 och osmolalitet på 300 till 390 mOsm/kg, liknande kammarvätskan. Methylvisc 2,0% har en noll skjivviskositet på ca 10 000 mPa s. Methylvisc orsakar inte några inflammatoriska eller immunogenska reaktioner. Methylvisc 2,0% är fritt från konserveringsmedel. Tack vare sin vattenlöslighet kan Methylvisc 2,0% sädace irrigasyon ve aspirasyon yoluyla cerrahi müdahale sonunda çıkarılabılır.

Endikasyonlar: Methylvisc 2,0% fungerer som en volumersättning för kammarvatten under intraokulära operationer, såsom linsextraktion och sättning av intraokulär lins. Methylvisc 2,0% bibehåller djupet på främre kammaren under operation och minskar risken för traumatisering av hornhinnendotet, iris och cilarkroppen genom direktkontakt med operationsinstrument.

Kontraindikationer : Aktsamhet måste iaktas för patienter med hypersensitivitet för komponenter i den här lösningen.

Bruksanvisning: Methylvisc 2,0% injiceras försiktigt i främre kammaren med hjälp av den medföljande, sterila engångskanylen. Vi rekommenderar vid intraokulär linsimplantering att implantat och instrument täcks med Methylvisc 2,0% direkt före operationen. Den här åtgärden ger ytterligare skydd åt endotet och omgivande vävnad. Volymen Methylvisc 2,0% som ska injiceras varierar och beror på typen av operation. Som ersättning för viskoelastisk förlust genom flöde eller dropp kan Methylvisc 2,0% injiceras flera gånger. I slutet av operationen måste Methylvisc 2,0% avlägnas helt med hjälp av lämplig dropp-/aspirationsenhet.

Varningar och försiktighetsåtgärder: Viskoelastiska rester som inte avlägnas i slutet av operationen spolås bort naturligt via det trabekulära systemet och Schlemms kanal. Det finns emellertid en risk för blockering av tårkanalerna vilket kan leda till ökat intraokulärt tryck. För att förhindra risken för IOP, används dropp/aspiration i slutet av operationen för att avlägsna viskoelastiska rester. Vid ökat IOP ska lämplig behandlingsåtgärd vidtas. Patienter som har diagnostiserats med vidvinkelglaukom, allvarig myopi, diabetesretinopati eller druvhinneinflammation löper särskilt risk för ökad intraokulär behandling.

- Spruta och kanyl får inte återanvändas. Upprepad användning av spruta och kanyl medför risk för kontaminering och infektion hos patient.
- Den förfyllda sprutan och kanylen får inte omsteriliseras.
- Används ej om förpackningen är skadad eller öppen.
- Använd ej efter utgångsdatum (tryckt på förpackningen).
- Avyttra sprutan och kanylen enligt godkänd medicinsk praxis och tillämpliga nationella, lokala och institutionella krav.

Det finns ingen evidens rörande säkerheten hos Methylvisc 2,0% vid graviditet och amning hos människor. Administrerad under graviditet och amning sker enligt den oftalmiska kirurgens bedömning.

Förvaring: Förvaras mellan 2 °C – 25 °C. Skyddas från ljus och stöt. Får ej frysas.

İçerik: Methylvisc %2,0 visko-elastik Hidroksipropil Metiselülöz solüsyonudur. Her üründe intraoküler kullanım için tek kullanımlık cam şırınga içinde bir steril 23 G kanül ile birlikte 2,0 ml viskoelastik vardır.

Açıklama: Methylvisc %2,0 intraoküler uygulama için bir isotonik, berrak viskoelastik ve steril solüsyondur. Gözün dış segmentinin cerrahi işlemi sırasında yardımcı bir cihaz olan Methylvisc %2,0 dış bölüm derinliğini muhafaza eder ve çevredeki intraoküler dokuyu korur. Methylvisc %2,0 Hidroksipropil Metiselülöz bulunmaktadır ve viskoelastik ve nemlendirme özellikleri sebebiyle intraoküler manipulyasyonları destekler. 1,0 ml Methylvisc %2,0'da 20,0 mg Hidroksipropil Metiselülöz, Sodyum klorür, Potasyum klorür, Kalsiyum klorür, Magnezyum klorür, Sodyum asetat, Sodyum sitrat, enjeksiyon suyu vardır. Methylvisc %2,0'nin pH değeri 6,8 ila 7,5 arasındadır ve osmolalite 300 ila 390 mOsm/kg arasında olup göz sıvısına benzerdir. Methylvisc 2,0% sıfır akış hızında 10.000 m.Pa.s viskoziteye sahip olmalıdır. Methylvisc herhangi bir inflamatuvar veya immunojen tepkimeye sebep olmaz. Methylvisc %2,0'da koruyucu bulunmamaktadır. Suda çözünbilmesi sebebiyle, Methylvisc %2,0 sadece irigasyon ve aspirasyon yoluyla cerrahi müdahale sonunda çıkarılabılır.

Endikasyonlar: Methylvisc %2,0, lens çıkarma ve intraoküler lens takma gibi işlemlerde intraoküler işlemler sırasında göz sıvısı için hacimsiz ikame görevi yapar. Methylvisc %2,0 cerrahi işlem sırasında dış bölümün derinliğini muhafaza eder ve cerrahi aletlere doğrudan temas ederek korneal endotelyumun, irisin ve sılyer gödenin travmatizasyon tehlikesini azaltır.

Kontraendikasyonlar : Bu solüsyona karşı herhangi bir hiper-hassaslığı bulunan hastalarda dikkat edilmelidir.















Kullanım Yönergeleri: Methylvisc %2,0 verilen tek kullanımlık kanül kullanılarak dış bölüme dikkatli bir şekilde enjekte edilir. Cerrahi işlem öncesinde implantın ve aletlerin Methylvisc %2,0 ile birlikte derhal kapatılması için intraoküler lens uygulamasında önerilir. Bu önem ayrıca endotelyum ve çevre dokuları korumak içindir. Enjekte edilecek olan Methylvisc %2,0 hacmi cerrahi işlem türüne göre farklılık gösterir. Akam veya irigasyon yoluyla kaybolan viskoelastik ikamesi olarak Methylvisc %2,0 birkaç kez enjekte edilebilir. Cerrahi işlem sonunda, Methylvisc %2,0 uygun irigasyon/aspirasyon cihazı kullanılarak tamamen çıkarılmalıdır.

Uyarılar ve Tedbirler: Cerrahi prosedürün sonunda çıkarılmayan viskoelastik kalıntılar trabeküler sistem ve Schlemm kanalı yoluyla doğal olarak yikanır. Ancak, tahliye kanallarının kapanması tehlikeli vardır ve bu da intraoküler basıncın artmasına sebep olabilir. IOP riskini önlemek için, kalıntı viskoelastığı çıkarmak amacıyla cerrahi prosedürün sonunda irigasyon/ aspirasyon yapılır. IOP artışı olması durumunda, tercih edilen tedaviyi uygulayın. Özellikle geniş açılı glokom, ciddi miyop, diyabetik retinopati veya uveitis tanılması konulan hastalar artan intraoküler terapi riski altındadır.

- Şırıngayı ve kanülü tekrar kullanmayın. Şırınganın ve kanülün herhangi bir şekilde sürekli kullanımı kontaminasyon ve hastanın enfeksiyon kapması riski taşır.
- Önceden doldurulan şırıngayı ve kanülü yeniden sterilize etmeyin.
- Ambalaj hasar görmüşse veya açksa kullanmayın.
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
- Şırıngayı ve kanülü kabul göre tıbbi uygulamaya ve ilgili ulusal, yerel ve kurumsal gereksinimlere göre imha edin.


Methylvisc %2,0'nin insan hamileliğinde ve emzirme döneminde güvenilir olup olmadığı ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması oftalmik cerrahin vereceği karar üzerine yapılır.

Saklama alanı: Saklama sıcaklığı aralığı 2 °C – 25 °C. Işığa ve çarpmalara karşı koruyun. Dondurmayın.

	Manufacturer
	Use-by date
	Batch code
	Sterilized using ethylene-oxide (packaging and cannula)
	Sterilized using steam (product)
	Do not re-use
	Do not resterilize
	Caution
	Consult instructions for use
	Do not use if package is damaged
	Storage temperature 2 °C - 25 °C
	Keep dry
	Keep away from sunlight
	Does not contain latex



For cannula
 Sterimedix Limited
1 Madeley Road,
Redditch,
B98 9NB, UK



Customer Feedback
Please report any feedback, adverse event/ complaints to:
Rayner
The Ridley Innovation Centre
10 Dominion Way, Worthing
West Sussex, BN14 8AQ, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1903258900
Fax.: +44 (0) 1903258901
Email: feedback@rayner.com

Methylvisc 2.0% IFU
PF000105
Version 03, Date of issue: 30th September 2019


Rayner
The Ridley Innovation Centre
10 Dominion Way, Worthing,
West Sussex, BN14 8AQ, United Kingdom
Tel: +44 (0)1903 258900
Web: rayner.com

© 2019 Rayner. Rayner Intraocular Lenses Limited, 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex BN14 8AQ, United Kingdom. Registered in England, Registered Number: 615539

Instructions for use
Methylvisc 2,0%

EN

AR

تعليمات الاستخدام
مثيلفيسك 2,0 %

الحقوق

مثيلفيسك 2,0% هو محلول لزج مطاطي من هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز.

يحتوي كل منتج على 2,0 ملليم من محلول لزج مطاطي في مقحن زجاجي بسمرة مدمجة واحدة داخل العين. مع قنبية معقمة مقاس 23.

الوصف

مثيلفيسك 2,0% هو عبارة عن محلول لزج مطاطي معقم شفاف ومتساوي التوتر يستخدم داخل العين.

يستخدم مثيلفيسك 2,0% كأداة مساعدة خلال العمليات الجراحية في القسم الأمامي للعين. يحافظ على عمق الغرفة الأمامية ويقي النسيج للحيط بها داخل العين. كما يحتوي مثيلفيسك على 2,0% من هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز ويديمعالجات داخل العين نظرًا لخصائصه المقلدة والمطرية.

يحتوي كل 1,0 مللي من مثيلفيسك 2,0 % على 20,0 ملغم من هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، وكلوريد الكالسيوم، وكلويد الماغنسيوم، وأسيتات الصوديوم، وسترات الصوديوم، ومالمنجن.

تبلغ نسبة الألب الهيدروجيني لمثيلفيسك 2,0 % 6,8 - 7,5 وتبلغ نسبة الأسهولية 300-390 أوزم/ل. كما، وهو مشابه للخط اللامح.

تبلغ اللزوجة القفيضة الجذبية لمثيلفيسك 2,0 % حوالي 10000 مللي باسكال ثابته.

لا يسبب مثيلفيسك 2,0% أي ردود أفعال نهائية أو مناعية.

يخلو مثيلفيسك 2,0% من المواد الحافظة، ويمكن إزالة مثيلفيسك 2,0% في نهاية العملية الجراحية ببساطة عن طريق الغسيل والشطف. نظرًا لقابليته للذوبان في الماء.

دواعي الاستخدام

يُستخدم مثيلفيسك 2,0% كبدليل للمقنقد من كمية الخلط اللزج خلال العمليات الجراحية داخل العين مثل إزالة العدسة وتركيب عدسة داخل العين.

يحافظ مثيلفيسك 2,0% على عمق الغرفة الأمامية خلال العمليات الجراحية ويحدد من خطر الانزراع ببطءة القرنية والقرنية والجسم الهدبي نتيجة مقاومة الأقوات الجراحية مباشرة.

موانع الاستخدام

يجب اتخاذ الحذر عند استخدامه مع المرشح المصميين بقرط الحساسية لأي من مكونات هذا المحلول.

إرشادات الاستخدام

يحقن مثيلفيسك 2,0% بحذر في الغرفة الأمامية باستخدام القنبية المعقمة المتوفرة للاستخدام مرة واحدة.

ويوصى في حالات زرع عدسة داخل العين بتغطية الزرع والأدوات ومثيلفيسك 2,0% قبل العملية الجراحية مباشرة. وتُستخدم الإبر والحقنة بالإضافة للقطرة والنسج للحيط وتفتاوت كمية مثيلفيسك 2,0% التي سيتم الحقن وتتحدد على نوع العملية الجراحية. ويمكن حقن مثيلفيسك 2,0% عدة مرات. كبدليل للمقنقد من مادة الزرعة المطاطية نتيجة للتدفق أو الغسيل، وينبغي إزالة مثيلفيسك 2,0% تمامًا في نهاية العملية الجراحية باستخدام حقنة مناسب للغسيل والشطف.

تحذيرات واحتياطات

يُدفَع مائيقى من المادة اللزجة المطاطية خارجًا في نهاية العملية الجراحية بصورة طبيعية عن طريق نظام الترياق وفاة سليم. وعلى الرغم من ذلك، هناك مخاطر تتعلق بانسداد قنوات التصفح، وهو ما قد يؤدي لزيادة الضغط داخل العين. وتُستخدم الغسيل الشطف في نهاية العملية الجراحية لإزالة بقايا المادة بالاعتماد على تجنب خطر ارتفاع الضغط داخل العين. وفي حالة زيادة الضغط داخل العين، فيجب معالته بالعلاج الأمثل. ويُعد المصابين بالزرق مفتوح الزاوية أو الحصر البعري الشديد أو الاعتلال الشبكي السكري أو التهاب الغنبيه أكثر عُرضة لخطر زيادة الضغط داخل العين.

لا تكرر استخدام المحقن أو القنبية، حيث يعرض تكرار استخدام المحقن والبطخ للرطب الإصابة بالتهاب والعدوى.

لا تُعيد تعقيم المحقن المملوء مسبقًا والقنبية.

لا تستخدم الحقنة إن كانت تالفة أو مفتوحة.

لا تستخدم الحقنة بعد تلامسها مع المطوع عليها.

متخلص من المحقن والقنبية بما يتفق مع الممارسة الطبية المقبولة والمتطلبات الوطنية والمحلية، والمؤسسية للقطرة.

لا يوجد ما يدل على سلامة استخدام مثيلفيسك 0,2 % مع السيدات الحوامل والمرضعات.

يُغطى خلال الحمل والرضاعة بحسب تقدير جراح العين.

التخزين

يخزن في درجة حرارة تتراوح بين 2-25 درجة مئوية. يحفظ بعيدًا عن الضوء والصدما. لا يجب تجميده.

Návod k použití
Methylvisc 2,0%

CS

Bedienungsanleitung
Methylvisc 2,0%

Inhalt:

Bei Methylvisc 2,0% handelt es sich um eine viskoelastische Hydroxypropyl-Methylzelluloselösung.

Das Produkt besteht aus 2,0 ml viskoelastischer Lösung in einer Glasspritze für den Einmalgebrauch und ist für die intraokuläre Verwendung vorgesehen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine sterile 23G Kanüle.

Beschreibung:

Methylvisc 2,0% ist eine isotonische, klare, viskoelastische und sterile Lösung für intraokuläre Anwendungen. Als Hilfsmittel bei chirurgischen Eingriffen am anterioren Augensegment erhält Methylvisc 2,0% die Tiefe der Vorderkammer aufrecht und schützt das umliegende Augengewebe. Methylvisc enthält 2,0% Hydroxypropyl-Methylzellulose und unterstützt durch seine viskoelastischen und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bei Eingriffen am Auge.

1,0 ml Methylvisc 2,0% enthält 20,0 mg Hydroxypropyl-Methylzellulose sowie Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Natriumcitrat und Wasser für die Injektion.

Methylvisc 2,0% weist einen pH-Wert zwischen 6,8 und 7,5 und eine Osmolalität von 300 bis 390 mOsm/kg, ähnlich dem Kammerwasser des Auges.

Methylvisc verfügt über eine Nullscherviskosität von etwa 10.000 mPa s.

Methylvisc 2,0% enthält keine Entzündungs- oder Immunreaktionen aus. Methylvisc 2,0% enthält keine Konservierungsstoffe. Aufgrund seiner Löslichkeit in Wasser kann Methylvisc 2,0% nach Ende des Eingriffs problemlos durch Spülung und Aspiration entfernt werden.

Indikationen:

Methylvisc 2,0% dient als Volumenersatz für Kammerwasser bei Eingriffen am Auge, beispielsweise bei der Exaktion der Linse oder der Implantation von Intraokularlinsen.

Methylvisc 2,0% erhält während des Eingriffs die Tiefe der Vorderkammer aufrecht und verringert das Risiko einer Verletzung des Hornhautendothels, der Iris und des Ziliarkörpers bei direktem Kontakt mit chirurgischen Instrumenten.

Kontraindikationen :

Bei Patienten, die eine Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen dieser Lösung aufweisen, ist besonders vorsichtig vorzugehen.

Gebrauchsanweisung:

Methylvisc 2,0% wird vorsichtig mit der gelieferten sterilen Kanüle für den Einmalgebrauch in die Vorderkammer injiziert. Es wird bei Implantation von Intraokularlinsen empfohlen, Implantat und Instrumente unmittelbar vor dem Eingriff mit Methylvisc 2,0% zu bedecken. Somit werden Endothel und umliegendes Gewebe zusätzlich geschützt. Die Menge des zu injizierenden Methylvisc 2,0% hängt von der Art des Eingriffs ab. Methylvisc 2,0% kann als Ersatz für ausgetretenes Viskoelastikum mehrmals injiziert werden. Nach dem Eingriff muss Methylvisc 2,0% mit einer geeigneten Spül-/Aspirationsvorrichtung vollständig entfernt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Nach dem Eingriff nicht erneut verschließen oder offen ist. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder offen ist. Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums verwenden.

Spritze und Kanüle in Einklang mit gängigen medizinischen Vorgehensweisen und anwendbaren nationalen, regionalen und institutionellen Vorschriften entsorgen.

Es gibt keine Hinweise zur Sicherheit von Methylvisc 2,0% bei schwangeren und stillenden Frauen. Eine Verwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit liegt in der Verantwortung des Facharztes für Augenchirurgie.

Lagerung:

Zwischen 2 °C und 25 °C lagern, vor Sonneneinstrahlung und Erschütterungen schützen. Nicht einfrieren.

Contenido:

Methylvisc 2,0% es una solución viscoelástica de hidroxipropilmetilcelulosa.

Cada producto contiene 2,0 mL de solución viscoelástica en una jeringa de cristal de un solo uso para uso intraocular y una cánula estéril de 23 G.

Descripción:

Methylvisc 2,0% es una solución isotónica, transparente, viscoelástica y estéril para aplicaciones intraoculares. Como dispositivo auxiliar durante la cirugía del segmento anterior del ojo, el Methylvisc 2,0% mantiene la profundidad de la cámara anterior y protege los tejidos intraoculares de alrededor. Methylvisc contiene 2,0% de hidroxipropilmetilcelulosa y ayuda a las manipulaciones intraoculares gracias a sus propiedades viscoelásticas y humectantes.

1,0 mL de Methylvisc 2,0% contiene 20,0 mg de hidroxipropilmetilcelulosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, acetato de sodio, citrato de sodio, agua para la inyección.

Methylvisc 2,0% tiene un pH de 6,8 a 7,5 y una osmolaridad de 300 a 390 mOsm/kg, similar al humor acuoso.

Methylvisc 2,0% ofrece una viscosidad de corte cero de aproximadamente 10.000 mPa s.

Methylvisc no provoca ninguna reacción inflamatoria o inmunogénica. Methylvisc 2,0% no contiene conservantes. Gracias a su solubilidad en el agua, Methylvisc 2,0% se puede extraer fácilmente al finalizar la cirugía mediante irrigación y aspiración.

Indicaciones:

Methylvisc 2,0% es un sustituto de volumen para el humor acuoso en operaciones intraoculares, como la extracción de lentes y la inserción de lentes intraoculares.

Methylvisc 2,0% mantiene la profundidad de la cámara anterior durante la cirugía y reduce el riesgo de trauma del endotelio corneal, el iris y el cuerpo ciliar por contacto directo con los instrumentos quirúrgicos.

Kontraindikationen :

Es necesario tener cuidado con los pacientes que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta solución.

Indicaciones de uso:

Methylvisc 2,0% se inyecta cuidadosamente en la cámara anterior con la cánula desechable estéril suministrada. Está recomendada para la implantación de lentes intraoculares con el fin de cubrir el implante y los instrumentos con Methylvisc 2,0% justo antes de la cirugía. Esta medida permite proteger adicionalmente el endotelio y los tejidos de alrededor. El volumen de Methylvisc 2,0% que hay que inyectar varía y depende del tipo de cirugía. Como sustituto de la pérdida viscoelástica por flujo o irrigación, Methylvisc 2,0% se puede inyectar varias veces. Al finalizar una cirugía, Methylvisc 2,0% debe eliminarse completamente con un aparato adecuado de irrigación/aspiración.

Advertencias y precauciones:

El viscoelástico residual que no se ha retirado al finalizar el procedimiento quirúrgico se elimina de forma manual a través de la red trabecular y el canal de Schlemm. Sin embargo, existe un riesgo de bloqueo de los canales de drenaje que podría aumentar la presión intraocular. Para evitar que aumente la presión intraocular, conviene realizar una irrigación/aspiración al finalizar el procedimiento quirúrgico para retirar el viscoelástico residual. En caso de incrementarse la presión intraocular, deberá tratarse con la terapia que se considere más adecuada. Los pacientes a los que se les haya diagnosticado un glaucoma de ángulo abierto, una miopía grave, una retinopatía diabética o uveítis, tienen un riesgo especial de aumento de la presión intraocular. En cas d'augmentation de la PIO, appliquez le traitement préféré. Les patients qui ont un glaucome à angle ouvert, une myopie sévère, une rétinopathie diabétique ou une uveïte courent tout particulièrement le risque d'avoir un traitement contre l'augmentation de la PIO.

• No utilizar en caso de que el envoltorio este abierto o dañado.

• No usar después de la fecha de caducidad impresa en el paquete.

• Desechar la jeringa y la cánula conforme a las prácticas médicas aceptables y las normativas nacionales, locales e institucionales.

• No existen evidencias sobre la seguridad de Methylvisc 2,0% durante el embarazo y la lactancia. Su uso durante el embarazo y la lactancia será criterio del cirujano oftálmico.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2 °C y 25 °C. Proteger de la luz y de golpes. No congelar.

Compositio:

Le Methylvisc est une solution d'hyromellose viscoélastique à 2,0%.

Chaque produit contient 2 mL de solution viscoélastique dans une seringue en verre à usage unique, pour application intraoculaire avec une canule 23 G stérile.

Description:

Le Methylvisc 2,0% est une solution isotonique, claire, viscoélastique et stérile destinée aux applications intraoculaires. Utilisé comme dispositif annexe dans la chirurgie du segment antérieur de l'œil, le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure et protège les tissus intraoculaires environnants. Le Methylvisc contient 2,0% d'hyromellose ; il facilite la manipulation intraoculaire grâce à ses propriétés viscoélastiques et humidifiantes.

Composition d'un ml de Methylvisc 2,0% : 20 mg d'hyromellose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, acétate de sodium, citrate de sodium, et eau pour injection.

Le pH du Methylvisc 2,0% est compris entre 6,8 et 7,5 et son osmolarité entre 300 et 390 mOsm/kg, similaire à l'humour aqueuse.

Le Methylvisc 2,0% offre une viscosité à taux de cisaillement zéro d'environ 10 000 mPa s.

Methylvisc ne provca aucune réaction inflammatoire ou immunogénique. Le Methylvisc 2,0% ne contient pas de conservateur. En raison de sa solubilité dans l'eau, le Methylvisc 2,0% s'élimine simplement à la fin de l'intervention par irrigation et aspiration.

Indications:

Methylvisc 2,0% sert de substitut volumique de l'humur aqueuse pendant les interventions intraoculaires, comme l'extraction de lentilles et l'insertion d'une lentille intraoculaire.

Le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure pendant la chirurgie et réduit le risque de trauma à l'endothélium cornéen, à l'iris et au corps ciliaire résultant du contact direct avec les instruments chirurgicaux.

Kontraindikationen :

Es necesario tener cuidado con los pacientes que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta solución.

Indicaciones de uso:

Methylvisc 2,0% se inyecta cuidadosamente en la cámara anterior con la cánula desechable estéril suministrada. Está recomendada para la implantación de lentes intraoculares con el fin de cubrir el implante y los instrumentos con Methylvisc 2,0% justo antes de la cirugía. Esta medida permite proteger adicionalmente el endotelio y los tejidos de alrededor. El volumen de Methylvisc 2,0% que hay que inyectar varía y depende del tipo de cirugía. Como sustituto de la pérdida viscoelástica por flujo o irrigación, Methylvisc 2,0% se puede inyectar varias veces. Al finalizar una cirugía, Methylvisc 2,0% debe eliminarse completamente con un aparato adecuado de irrigación/aspiración.

Advertencias y precauciones:

El viscoelástico residual que no se ha retirado al finalizar el procedimiento quirúrgico se elimina de forma manual a través de la red trabecular y el canal de Schlemm. Sin embargo, existe un riesgo de bloqueo de los canales de drenaje que podría aumentar la presión intraocular. Para evitar que aumente la presión intraocular, conviene realizar una irrigación/aspiración al finalizar el procedimiento quirúrgico para retirar el viscoelástico residual. En caso de incrementarse la presión intraocular, deberá tratarse con la terapia que se considere más adecuada. Los pacientes a los que se les haya diagnosticado un glaucoma de ángulo abierto, una miopía grave, una retinopatía diabética o uveítis, tienen un riesgo especial de aumento de la presión intraocular. En cas d'augmentation de la PIO, appliquez le traitement préféré. Les patients qui ont un glaucome à angle ouvert, une myopie sévère, une rétinopathie diabétique ou une uveïte courent tout particulièrement le risque d'avoir un traitement contre l'augmentation de la PIO.

• No utilizar en caso de que el envoltorio este abierto o dañado.

• No usar después de la fecha de caducidad impresa en el paquete.

• Desechar la jeringa y la cánula conforme a las prácticas médicas aceptables y las normativas nacionales, locales e institucionales.

• No existen evidencias sobre la seguridad de Methylvisc 2,0% durante el embarazo y la lactancia. Su uso durante el embarazo y la lactancia será criterio del cirujano oftálmico.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2 °C y 25 °C. Proteger de la luz y de golpes. No congelar.

Compositio:

Le Methylvisc est une solution d'hyromellose viscoélastique à 2,0%.

Chaque produit contient 2 mL de solution viscoélastique dans une seringue en verre à usage unique, pour application intraoculaire avec une canule 23 G stérile.

Description:

Le Methylvisc 2,0% est une solution isotonique, claire, viscoélastique et stérile destinée aux applications intraoculaires. Utilisé comme dispositif annexe dans la chirurgie du segment antérieur de l'œil, le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure et protège les tissus intraoculaires environnants. Le Methylvisc contient 2,0% d'hyromellose ; il facilite la manipulation intraoculaire grâce à ses propriétés viscoélastiques et humidifiantes.

Composition d'un ml de Methylvisc 2,0% : 20 mg d'hyromellose, chlorure de sodio, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, acétate de sodium, citrate de sodium, et eau pour injection.

Le pH du Methylvisc 2,0% est compris entre 6,8 et 7,5 et son osmolarité entre 300 et 390 mOsm/kg, similaire à l'humour aqueuse.

Le Methylvisc 2,0% offre une viscosité à taux de cisaillement zéro d'environ 10 000 mPa s.

Methylvisc ne provca aucune réaction inflammatoire ou immunogénique. Le Methylvisc 2,0% ne contient pas de conservateur. En raison de sa solubilité dans l'eau, le Methylvisc 2,0% s'élimine simplement à la fin de l'intervention par irrigation et aspiration.

Indicazioni:

Methylvisc 2,0% serve di sostituto volumico de l'umore aqueo durante le operazioni intraoculari, come l'estrazione di lenti e l'inserzione di lenti intraoculari.

Le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure pendant la chirurgie et réduit le risque de trauma à l'endothélium cornéen, à l'iris et au corps ciliaire résultant du contact direct avec les instruments chirurgicaux.

Kontraindikationen :

Es necesario tener cuidado con los pacientes que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta solución.

Indicaciones de uso:

Methylvisc 2,0% se inyecta cuidadosamente en la cámara anterior con la cánula desechable estéril suministrada. Está recomendada para la implantación de lentes intraoculares con el fin de cubrir el implante y los instrumentos con Methylvisc 2,0% justo antes de la cirugía. Esta medida permite proteger adicionalmente el endotelio y los tejidos de alrededor. El volumen de Methylvisc 2,0% que hay que inyectar varía y depende del tipo de cirugía. Como sustituto de la pérdida viscoelástica por flujo o irrigación, Methylvisc 2,0% se puede inyectar varias veces. Al finalizar una cirugía, Methylvisc 2,0% debe eliminarse completamente con un aparato adecuado de irrigación/aspiración.

Advertencias y precauciones:

El viscoelástico residual que no se ha retirado al finalizar el procedimiento quirúrgico se elimina de forma manual a través de la red trabecular y el canal de Schlemm. Sin embargo, existe un riesgo de bloqueo de los canales de drenaje que podría aumentar la presión intraocular. Para evitar que aumente la presión intraocular, conviene realizar una irrigación/aspiración al finalizar el procedimiento quirúrgico para retirar el viscoelástico residual. En caso de incrementarse la presión intraocular, deberá tratarse con la terapia que se considere más adecuada. Los pacientes a los que se les haya diagnosticado un glaucoma de ángulo abierto, una miopía grave, una retinopatía diabética o uveítis, tienen un riesgo especial de aumento de la presión intraocular. En cas d'augmentation de la PIO, appliquez le traitement préféré. Les patients qui ont un glaucome à angle ouvert, une myopie sévère, une rétinopathie diabétique ou une uveïte courent tout particulièrement le risque d'avoir un traitement contre l'augmentation de la PIO.

• No utilizar en caso de que el envoltorio este abierto o dañado.

• No usar después de la fecha de caducidad impresa en el paquete.

• Desechar la jeringa y la cánula conforme a las prácticas médicas aceptables y las normativas nacionales, locales e institucionales.

• No existen evidencias sobre la seguridad de Methylvisc 2,0% durante el embarazo y la lactancia. Su uso durante el embarazo y la lactancia será criterio del cirujano oftálmico.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2 °C y 25 °C. Proteger de la luz y de golpes. No congelar.

Compositio:

Le Methylvisc est une solution d'hyromellose viscoélastique à 2,0%.

Chaque produit contient 2 mL de solution viscoélastique dans une seringue en verre à usage unique, pour application intraoculaire avec une canule 23 G stérile.

Description:

Le Methylvisc 2,0% est une solution isotonique, claire, viscoélastique et stérile destinée aux applications intraoculaires. Utilisé comme dispositif annexe dans la chirurgie du segment antérieur de l'œil, le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure et protège les tissus intraoculaires environnants. Le Methylvisc contient 2,0% d'hyromellose ; il facilite la manipulation intraoculaire grâce à ses propriétés viscoélastiques et humidifiantes.

Composition d'un ml de Methylvisc 2,0% : 20 mg d'hyromellose, chlorure de sodio, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, acétate de sodium, citrate de sodium, et eau pour injection.

Le pH du Methylvisc 2,0% est compris entre 6,8 et 7,5 et son osmolarité entre 300 et 390 mOsm/kg, similaire à l'humour aqueuse.

Le Methylvisc 2,0% offre une viscosité à taux de cisaillement zéro d'environ 10 000 mPa s.

Methylvisc ne provca aucune réaction inflammatoire ou immunogénique. Le Methylvisc 2,0% ne contient pas de conservateur. En raison de sa solubilité dans l'eau, le Methylvisc 2,0% s'élimine simplement à la fin de l'intervention par irrigation et aspiration.

Indicazioni:

Methylvisc 2,0% serve di sostituto volumico de l'umore aqueo durante le operazioni intraoculari, come l'estrazione di lenti e l'inserzione di lenti intraoculari.

Le Methylvisc 2,0% maintient la profondeur de la chambre antérieure pendant la chirurgie et réduit le risque de trauma à l'endothélium cornéen, à l'iris et au corps ciliaire résultant du contact direct avec les instruments chirurgicaux.

Kontraindikationen :

Es necesario tener cuidado con los pacientes que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes de esta solución.

Indicaciones de uso:

Methylvisc 2,0% se inyecta cuidadosamente en la cámara anterior con la cánula desechable estéril suministrada. Está recomendada para la implantación de lentes intraoculares con el fin de cubrir el implante y los instrumentos con Methylvisc 2,0% justo antes de la cirugía. Esta medida permite proteger adicionalmente el endotelio y los tejidos de alrededor. El volumen de Methylvisc 2,0% que hay que inyectar varía y depende del tipo de cirugía. Como sustituto de la pérdida viscoelástica por flujo o irrigación, Methylvisc 2,0% se puede inyectar varias veces. Al finalizar una cirugía, Methylvisc 2,0% debe eliminarse completamente con un aparato adecuado de irrigación/aspiración.

Advertencias y precauciones:

El viscoelástico residual que no se ha retirado al finalizar el procedimiento quirúrgico se elimina de forma manual a través de la red trabecular y el canal de Schlemm. Sin embargo, existe un riesgo de bloqueo de los canales de drenaje que podría aumentar la presión intraocular. Para evitar que aumente la presión intraocular, conviene realizar una irrigación/aspiración al finalizar el procedimiento quirúrgico para retirar el viscoelástico residual. En caso de incrementarse la presión intraocular, deberá tratarse con la terapia que se considere más adecuada. Los pacientes a los que se les haya diagnosticado un glaucoma de ángulo abierto, una miopía grave, una retinopatía diabética o uveítis, tienen un riesgo especial de aumento de la presión intraocular. En cas d'augmentation de la PIO, appliquez le traitement préféré. Les patients qui ont un glaucome à angle ouvert, une myopie sévère, une rétinopathie diabétique ou une uveïte courent tout particulièrement le risque d'avoir un traitement contre l'augmentation de la PIO.

• No utilizar en caso de que el envoltorio este abierto o dañado.

• No usar después de la fecha de caducidad impresa en el paquete.

• Desechar la jeringa y la cánula conforme a las prácticas médicas aceptables y las normativas nacionales, locales e institucionales.

• No existen evidencias sobre la seguridad de Methylvisc 2,0% durante el embarazo y la lactancia. Su uso durante el embarazo y la lactancia será criterio del cirujano oftálmico.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2 °C y 25 °C. Proteger de la luz y de golpes. No congelar.

Compositio:

Le Methylvisc est une solution d'hyromellose viscoélastique à 2,0%.

Chaque produit contient 2 mL de solution viscoélastique dans une seringue en verre à usage unique, pour application intraoculaire avec une canule 23 G stérile.

Description: